



AMR INCORPORATED

2006.5.16

The 55th Annual Conference on Mass Spectrometry,
Hiroshima, Japan, 2007

Luncheon Seminar

ホルマリン固定薄切組織サンプルからの タンパク質バイオマーカーの探索

The diagram illustrates the workflow for analyzing hormone-fixed tissue samples. It starts with a histological section of hormone-fixed tissue (ホルマリン固定組織切片). This is processed into a liquid tissue sample (Liquid Tissue®). The liquid tissue is then analyzed using LC-MS/MS (LC-MS/MS解析). The ZAPLOUS LC-MS System is shown, including the ZAPLOUS system with HTS-PAL Autosampler & Paradigm MS4B HPLC and the ZAPLOUS Nanoflow Interface with Column Direct Spray & Nitrogen Dome Cup.

ホルマリン固定組織切片

Liquid Tissue®

LC-MS/MS解析

ZAPLOUS LC-MS System

ZAPLOUS system with HTS-PAL Autosampler & Paradigm MS4B HPLC

ZAPLOUS Nanoflow Interface with Column Direct Spray & Nitrogen Dome Cup

- ◆ シンプルなプロトコールでルーチン解析
- ◆ LC-ESI-MS/MS、MALDI-TOF、SELDI-TOFに対応
- ◆ 様々な疾患・正常組織
- ◆ ホルマリン固定・凍結組織

FFPE Tissue




- 過去にさかのぼり、膨大に保存されている。
- 臨床的情報が付随。

疾患の進行

薬物反応性

薬物毒性試験

- レトロスペクティブな臨床プロテオーム解析が可能。




Laser Microdissection

DIRECTOR™



Leica LMD6000
MICROSYSTEMS



AMR

AMR INCORPORATED

Liquid Tissue™ MS Protein Prep Kit



- 1ヶ月－15年間保存された組織試料に有効
- キットに含まれる各種試薬には界面活性剤やイオン化を阻害するものは含まれていないため、直接質量分析計による測定が可能
- 凍結組織と比べてもFFPE組織から、意味のある、そして同程度のプロテオミクス情報が得られる¹⁾
- FFPE組織のLiquid Tissue® MS抽出物は各種質量分析計プラットフォームでルーチンに解析可能

1) Proteomic Analysis of Formalin-fixed Prostate Cancer Tissue
Brian L. Hood *et al*
Mol Cell Proteomics. 2005 Nov;4(11):1741-53

ホルマリン固定化組織からのタンパク質抽出およびLC/MS解析

- **Basic Experiments using Bovine Serum Albumin**

 - Effect of Formalin Treatment on BSA

 - Effect of Liquid Tissue[®] on Formalin Treated-BSA

- **Effects of Formalin Fixation on Proteomic Profiles**

- **Application to a Study of Gastric Cancer**

FFPE tissue (Needle Dissection or Laser Capture Microdissection)



Protein Extraction: 20 μ L of Liquid Tissue Buffer (95 °C, 90 min)

Digestion: 1 μ L of Trypsin (1 μ g/ μ L) (37 °C, 18 hr)



Reduction: 2 μ L of 100 mM DTT (95°C, 5 min)

LC/MS and LC/MS/MS analyses

Formalin Fixation and Protein Crosslinks

ホルマリンと下記 8 種アミノ酸により様々な分子内・分子間クロスリンク反応が起こる。

Lysin (K), Arginine (R), Histidine (H), Asparagine (N),
Glutamine (Q), Tyrosine (Y), Threonine (T), Serine (S)



Basic Experiments using Bovine Serum Albumin

Formalin Treated-BSA



+ DTT
+ Iodacetamide + Trypsin



+ Trypsin + DTT



Untreated-BSA



+ DTT
+ Iodacetamide + Trypsin




+ Trypsin + DTT




Effect of Formalin Treatment on BSA

Base peak chromatograms (injected 100 fmol)




Effect of Liquid Tissue[®] on Formalin Treated-BSA


Base peak chromatograms (injected 100 fmol)



Effects of Formalin Fixation on Proteomic Profiles



LC/MS/MS of FFPE Tissue of Gastric Cancer




Comparison of the Number of Unique Peptides Identified for the Top 10 Proteins in a Gastric Cancer Tissue

Protein	No. of unique peptides	
	Formalin fixed	Unfixed
Myosin, heavy polypeptide 9	5	15
Collagen alpha-3(VI) chain precursor	2	14
Keratin 8	16	11
Smooth muscle myosin heavy chain 11 isoform SM1A	6	10
Filamin 1	4	10
A Chain A, The Yeast Actin Val 159 Asn Mutant Complex With Human Galsolin Segment 1	4	8
Plectin	5	8
Vimentin	7	7
Protein kinase, DNA-activated, catalytic polypeptide	1	7
Histone H4/o	3	7


Origin of Cancer in Stomach

- 老化により、幽門部にて腸の転移が引き起こされる
- ヘリコバクターピロリ感染症や萎縮性胃炎は転移を刺激する




- 日本では、およそ90%の胃がんは腸の転移に起因するため、大部分の胃がんは腸腺癌タイプ

Experiment using FFPE of Gastric Tissues



Total Number of Unique Peptides and Proteins Identified from Tissues



Conclusion

- ホルマリン処理を行った標準タンパク質は、その処理時間に依存して、トリプシンにより消化されにくくなった。しかし、Liquid Tissue[®]は、ホルマリン処理を行った標準タンパク質の消化を著しく改善した。このところは、Liquid Tissue[®]がホルマリンによるクロスリンクを外す、もしくは、その程度を低下させていることを示唆する。
- Liquid Tissue[®] Bufferは、ホルマリン固定化組織において、多くのタンパク質を同定することが可能であった。
- ホルマリン固定化組織および凍結組織からのLiquid Tissue[®] 抽出物を比較すると、ほぼ同程度のプロテオミクス情報をえることが可能であった。
- 質量分析計は、ホルマリン固定化組織のプロテオーム解析の強力な技術となる。
- ホルマリン固定化組織のプロテオーム解析は、バイオマーカーの同定、病気の進行、薬物応答や毒性などの臨床結果との関連性を可能にするであろう。

謝辞

本講演内容は下記の諸先生との共同研究に基づいています。

茨城県衛生研究所

本多 彰 先生
土井 幹雄 先生

ライカ マイクロシステムズ株式会社

西山 隆太郎 様
矢倉 久仁子 様

東京医科大学

松崎 靖司 先生

Expression Pathology, Inc.

C.E.Eitner
David B. Krizman 他

ファーマックス研究所

宮崎 浩 先生





AMR INCORPORATED