

AMR
AMR INCORPORATED

アンビエント
イオン源

DCDI

Dark
Current
Discharge
Ionization
source

アルゴンガスと暗流放電によるアンビエントイオン化 固・液・気体サンプルを前処理なく手軽に測定できます

エーエムアールから新しいアンビエントイオン源「DCDI (Dark Current Discharge Ionization source)」が登場しました。DCDIは公立大学法人横浜市立大学 関本 奏子 先生およびエーエムアール株式会社が共同開発したイオン化法(特開2017-045571)を利用したイオン源です。

DCDIでは暗流放電を用いてアルゴンガスを励起します。本イオン源開発において当社では、ヘリウムガスを使用せずかつ副反応の少ないイオン化として、アルゴンガスを使用したアンビエントイオン化を採用しました。DCDIではアルゴンガスを用いながらも、ヘリウムガスを使用したDARTイオン化法と極めて類似したイオン化が可能です(サンプルによって異なります)。

本イオン源は昨今のヘリウムガス供給不足・価格高騰等による代替ソリューションとして運用できるだけでなく、これまでのイオン源と比較して導入しやすい価格帯(定価360万円、税別、据付費別)でご提供いたします。固・液・気体サンプルを前処理なしにかざすだけで測定ができる、手軽でフレキシブルなアンビエントイオン源としてもご活用いただけます。さらにDARTと組み合わせることで、DARTのヒーター機能を用いて最大加熱温度を有したヘリウムガスのいらないイオン源として運用することも可能です(ヘリウムDARTとの併用も可能)。


DCDIは株式会社島津製作所およびThermo Fisher Scientific社の質量分析装置に接続可能です。



インターフェースラインナップ

株式会社島津製作所用インターフェース

インターフェース: D2020



島津製作所 LCMS-2020

インターフェース: D2050




島津製作所 LCMS-2050

対応予定(インターフェース開発中): LCMS-8050、LCMS-8060、LCMS-9030
※詳細はお問い合わせください


Thermo Fisher Scientific用インターフェース

インターフェース: ING



Thermo Fisher Scientific
Orbitrap Fusion Lumos Tribid 質量分析計
TSQ Altis トリプル四重極質量分析計
Orbitrap Exploris 質量分析計シリーズ
Orbitrap Eclipse Tribid 質量分析計など

インターフェース: IMI



Thermo Fisher Scientific
Q Exacte Orbitrap 質量分析計シリーズ
LTQ XL™ リニアイオントラップ質量
分析計シリーズなど



製品ページ

システム一式定価 **360万円**(税別・据付費別) デモなど詳細はお問い合わせください

測定例

粉末サンプルをガラスに塗布し、ガラス棒をかざして分析。100%アルゴンガスでの場合、放電が不安定になるため、窒素ガスで希釈しています。

■DCDIイオン源

ヒーター温度：400 °C


ガス：3.5 L/min (アルゴン：窒素=1：4)

■LCMS-2020

Ionization Voltage : Positive / Negative, 1.8 kV / -1.8 kV

MS mode : positive / negative switching (range 10-1500)

参考：DART法



フタロシアニンプルー

