


MS 測定による品質保証書が付属した信頼性の高いカラムです。

AMR 社製 nano HPLC column



# Zaplous カラム α



ZAPLOUS  
LC/MS Systems


A) Zaplous column 5~15cm

B) Zaplous column 30~50cm

## ■ AMR の Zaplous カラム

- カラム長 5cm から 50cm のロングカラムまで幅広く提供可能
- 高性能シリカゲルを採用し、高い分離能を実現
- Nano ESI-LC/MS によるテストサンプル測定を実施した  
信頼性の高い nano HPLC Column

# Zaplous カラム α(アルファ) 価格表



## Nano ESI-LC/MS の検査例

- Zaplous column, α Pep C18, 3μm, 120Å, 0.1x150 mm
- サンプル : BSA-digest 100fmol

<分析条件>

Mass Spectrometry : 4000QTRAP(AB Sciex)

Flow rate : 500 nl/min

Mobile Phase A : 0.1% HCOOH

Mobile Phase B : 100% Acetonitrile

Gradient : B%5(0min)-40(20min)-95(21min)-95(24min)-5(25min)-5(35min)

## 1.Zaplous Column α

AC01-312-11	Zaplousカラム α Pep-C18	3μm	120A	0.1	× 50mm	¥90,000
AC01-312-12				0.1	× 100mm	¥90,000
AC01-312-13				0.1	× 150mm	¥90,000
AC01-322-11				0.2	× 50mm	¥90,000
AC01-322-13				0.2	× 150mm	¥90,000

## 2.Zaplous Column α X Pep-C18

AC02-312-16	Zaplous Column αX Pep-C18	3μm	120A	0.1	× 300mm	¥105,000
AC02-312-18					× 500mm	¥115,000

## 3.Zaplous Column α Pep-C8

AC03-310-11	Zaplousカラム α Pep-C8	3μm	100A	0.1	× 50mm	¥90,000
-------------	---------------------	-----	------	-----	--------	---------

## 4.Zaplous Column α P

AC04-530-22	Zaplousカラム α P(RP)	5μm	300A	0.2	× 100mm	¥90,000	
AC04-530-23				0.2	× 150mm	¥90,000	
AC04-530-32				0.3	× 100mm	¥90,000	
AC04-51K-13				0.1	× 150mm	¥90,000	
AC04-51K-22			1000A	0.2	× 100mm	¥90,000	
AC04-54K-13				4000A	0.1	× 150mm	¥90,000
AC04-54K-22					0.2	× 100mm	¥90,000

## 5.Zaplous Column α SCX

AC05-520-22	Zaplousカラム α SCX	5μm	200A	0.2	× 100mm	¥90,000
-------------	------------------	-----	------	-----	---------	---------

Zaplous Column α SCX は MS 品質検査を行っておりません。予めご了承の程宜しくお願い致します。


## nano HPLC system の Option の紹介



【品名】 Nano スプレー用カラムオープン

【品番】 Cov150-75P


【定価】 ¥ 800,000



【品名】 ロングカラム対応カラムオープン

【品番】 ESCO-75

【定価】 ¥ 1,000,000



【品名】 BLACK XYZ ステージ

【品番】 BLACK XYZ

【定価】 ¥ 1,000,000

販売店

エーエムアール株式会社

〒152-0031 東京都目黒区中根 2-13-18 第百生命都立大駅前ビル 5F

TEL: (03) 5731-2281 FAX: (03) 5731-2283 URL: <http://www.amr-inc.co.jp>

Email: [marketing@amr-inc.co.jp](mailto:marketing@amr-inc.co.jp)

