

AMR 社製 nano UHPLC system



# Zaplous U3000-PAL System



## ■ AMR の New nano HPLC system が登場

- U3000 にバイオイナートオートサンプラーと各オプションでカスタマイズし、  
nano HPLC として最高のパフォーマンスを発揮
- イナートバルブ (ID0.25mm セラミック or 0.15mm PEEK) の採用し、さらなる低吸着を実現。
- Dream Spray、オンライン HE 脱気装置、カラムオープンなどを  
組み合わせることで、これまでの成し得なかった高感度分析を実現

## U3000 Pump 仕様

HPG Nano Pump: 20 nL/min–1 μL/min

※オンライン HE デガッサー付

※PAL システム for nano HPLC 付



U3000+ オンライン HE デガッサー

## nano HPLC system @ Option

### 新製品 Dream Spray



※API5500 接続例



↓プラチナ (PE) 電極 ※オプション




PAL システム for nano HPLC




バイオイナー卜バルブ (アングル付)  
ID0.25mm セラミック or 0.15mm PEEK


- ・クローズ式で、エアフィルター取り付け可能!
- ・スプレー位置の調節なしに最適化が可能!
- ・PE スプレー (オプション) で荷電する事で、ノンメタル分析が可能!
- ・ESI カラムが簡単に接続可能! (パッキドカラム用 Tip オプション)
- ・Thermo 社用 Dream Spray は ¥800,000~。
- ・AB SCIEX 社用 Dream Spray は ¥2,000,000~。



【品名】 Nano スプレー用カラムオープン  
【品番】 Cov150-75P  
【定価】 ¥ 800,000



【品名】 ロングカラム対応カラムオープン  
【品番】 ESCO-75  
【定価】 ¥ 1,000,000



【品名】 BLACKXYZ ステージ  
【品番】 BLACKXYZ  
【定価】 ¥ 1,150,000

販売店

エーエムアール株式会社

〒152-0031 東京都目黒区中根 2-13-18 第百生命都立大駅ビル5F

TEL: (03) 5731-2281 FAX: (03) 5731-2283 URL: <http://www.amr-inc.co.jp>

Email: [marketing@amr-inc.co.jp](mailto:marketing@amr-inc.co.jp)

